



# TD

TECNOLOGÍA  
DERMATOLÓGICA



## EMS01

# EMSHAPE

## SISTEMA DE ESTIMULACIÓN MUSCULAR

*El equipo EMShape utiliza la tecnología de energía electromagnética focalizada de alta intensidad (HIFEM) que es capaz de inducir la contracción de los músculos. El campo magnético alterno de alta frecuencia genera corrientes inducidas en el tejido muscular no térmicas, lo que genera una contracción supramaximal, que significa poder inducir un promedio de 20, 000 a 30, 000 contracciones por sesión<sup>1</sup>.*

Este efecto excitatorio es muy selectivo; debido a las características fisiológicas del tejido muscular, sólo se activan las neuronas motoras, mientras que otros tejidos no responden a la corriente y, por lo tanto, no se ven afectados. Los dos manerales para tratamiento de EMShape pueden colocarse por separado (o al mismo tiempo) en el abdomen o glúteos para ayudar a fortalecer los músculos.

## APLICACIONES

El equipo EMShape es un sistema de estimulación muscular electromagnética empleado para fortalecer músculos abdominales ayudando a remodelar las líneas laterales de abdomen, además realza la curva de los glúteos para el moldeamiento corporal.



# VENTAJAS COMPETITIVAS

- Una sesión con el equipo EMShape es equivalente a un entrenamiento de alta intensidad por lo que es un tratamiento idóneo para personas que realizan ejercicio físico de manera regular.
- Diferentes modos de trabajo para poder seleccionar tratamiento de quema de grasa, hipertrofia muscular y fuerza muscular dependiendo de las necesidades del tratamiento.
- Se pueden realizar sinergias con otros dispositivos de la línea de Tecnología Dermatológica como Q8, VACUUM WITH DIATHERMY y técnicas manuales de moldeo corporal.
- El volumen muscular y la densidad de las fibras musculares incrementan al mismo tiempo obteniendo una definición del tejido muscular que solo se puede lograr con la tecnología HIFEM.
- Sobrecarga de energía a los adipocitos locales de la zona en donde se aplica el tratamiento para inducir una intensa lipólisis.
- Ideal para personas en proceso de pérdida de peso.
- Al incrementar el volumen muscular la quema de calorías se da de manera efectiva, incluso estando en reposo.
- En el proceso post-parto ayuda a las mujeres a moldear su figura.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> En una sesión regular de 35 minutos con una intensidad promedio de 80%.

<sup>2</sup> Previa valoración con su médico tratante.



## CONTENIDO

- 1 Unidad principal.
- 2 piezas de mano.
- 1 juego de llaves.
- 1 cable de alimentación eléctrica.
- 1 par de bandas elásticas para su aplicación.



### PARÁMETROS DE USO

Tecnología de la cuerda	HIFEM
Intensidad electromagnética	7 Tesla
Potencia	2000 A
Potencia de entrada	220 V/110 V opcional
Potencia de salida	1200 V
Paquete	129*59*53 cm
Peso de la máquina	Peso bruto: 72 KG
Maneral	Dos manerales
Método de enfriamiento	Air Cooling System

### EMS01 EMSHAPE SISTEMA DE ESTIMULACIÓN MUSCULAR

NO SE LE ATRIBUYEN PROPIEDADES PREVENTIVAS,  
TERAPÉUTICAS NI REHABILITATORIAS.

AUTORIZACIÓN COFEPRIS, NO 23330040IJ0074

PUBLICIDAD DIRIGIDA A PROFESIONALES DE LA SALUD.

