



TD

TECNOLOGÍA  
DERMATOLÓGICA

VR001

# VACCUM WITH DIATHERMY

## SISTEMA DE MOLDEADO AL VACÍO CON DIATERMIA

*El equipo VACCUM WITH DIATHERMY utiliza la tecnología de transferencia eléctrica resistiva (RET) la cual concentra la energía en todos los tejidos profundos y estimula el intercambio iónico intra y extracelular reestableciendo la actividad eléctrica fisiológica celular, ayudando a estimular los mecanismos naturales de reparación del tejido de forma segura.*

Tres de los manerales de diatermia están equipados con una potencia de succión de presión máxima de 8 kg que puede absorber completamente diversas capas de tejidos de la piel, logrando transferir energía al tejido subcutáneo (capa de grasa) de manera más efectiva. Al mismo tiempo, la succión al vacío puede promover la aceleración de la circulación sanguínea y ayuda a mejorar el metabolismo de los tejidos locales. El efecto de succión y liberación de la presión negativa puede relajar completamente la piel y el tejido muscular.



## APLICACIONES

El equipo VACCUM WITH DIATHERMY es un sistema de moldeado al vacío con diatermia y es empleado para alcanzar efectos de remodelación del cuerpo después del parto, estiramiento y reafirmación de la piel, ayuda al desvanecimiento de líneas finas de expresión de la cara y cuerpo.

- Promueve la aceleración del flujo sanguíneo y logra incentivar el drenaje linfático del cuerpo de manera natural.
- Coadyuvante en disminución del dolor muscular y articular.
- Mejora la apariencia de la piel de naranja.
- Idóneo en personas que están en tratamientos de pérdida de peso.
- Disminuye edema en la zona palpebral.
- Coadyuvante en tratamientos de perfilado facial como contorno mandibular y disminución de papada.





## VENTAJAS COMPETITIVAS

- Dos tecnologías integradas en un solo dispositivo. 3 manerales de vacuum para poder realizar tratamientos faciales y corporales.
- 3 manerales de RET para poder realizar tratamientos faciales y corporales.
- Ideal para complementar tratamientos en cabina con otros equipos de la línea de Tecnología Dermatológica.
- Manerales ergonómicos para fácil aplicación de tratamientos.
- Sistema de limpieza automática en el dispositivo de vacuum.
- Sin efectos secundarios gracias a su innovadora tecnología



## CONTENIDO

- 1 Unidad principal.
- 3 manerales VR.
- 3 manerales RET.
- 1 cable de alimentación eléctrica.
- 1 almohadilla de retorno.



### PARÁMETROS DE USO

Modelo	VR01
Pantalla	Pantalla táctil TFT de 8"
Vacuum	Absoluto valor: 90 kPa-10 kPa (7,6 cm Hg -60,8 cm Hg)
Modo de vacío	4 modos
Caudal de la bomba	100 kPa max.
Frecuencia de radio	448 kHz
Fuente de alimentación	230 V CA $\pm$ 10%, 50 Hz $\pm$ 1Hz/ 110 V CA $\pm$ 10%, 60 Hz $\pm$ 1 Hz
Cantidad de manerales	6
Almohadilla de retorno	1

VR001

### VACCUUM WITH DIATHERMY

NO SE LE ATRIBUYEN PROPIEDADES PREVENTIVAS, TERAPÉUTICAS NI REHABILITATORIAS.

AUTORIZACIÓN COFEPRIS. NO 233300401J0074

PUBLICIDAD DIRIGIDA A PROFESIONALES DE LA SALUD.



TD

TECNOLOGÍA  
DERMATOLÓGICA

